


NovoPen Echo®

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren NovoPen Echo® zum ersten Mal zur Insulininjektion benutzen.

Eine Kurzanleitung finden Sie am Ende dieser Gebrauchsanweisung.



Inhaltsverzeichnis

**Übersicht über die Teile
des Pens****Umschlaginnenseite**

Einleitung**Umschlaginnenseite**

Wichtige Hinweise**1**

Vorbereiten des Pens für eine Injektion

Einsetzen einer Insulinpatrone 2
Bei Verwendung von weisslich trübem Insulin
(Insulinsuspension) 5
Aufsetzen einer neuen Injektionsnadel 6
Überprüfen Sie IMMER den Insulinfluss,
bevor Sie injizieren 8
Einstellen Ihrer Dosis 10

Injizieren Ihrer Dosis.....**12**

Nach Ihrer Injektion**14**

Verwendung des Displays

Wie funktioniert das Display? 16
Ablesen des Displays 17
Überprüfen Ihrer letzten Dosis 18
Überprüfung, wie viel Insulin noch vorhanden ist .. 19

**Wenn Sie mehr Insulin benötigen, als
in der Patrone verblieben ist****20**

**Austausch einer benutzten
Insulinpatrone****22**

Besondere Display-Anzeigen**24**

Pflege Ihres Pens**26**

Pflege 26
Reinigung 26
Aufbewahrung 27
Entsorgung

Garantie**28**

Technische Informationen 28



**Weitere Information erhalten Sie unter
novotraining.com/novopenecho/ge01**

NovoPen Echo®

Pen



Penkappe



Insulin-skala

Insulin-fenster



Kolbenstan-
genkopf

Kolben-
stange

Markierungs-
strich


Dosis-
anzeige

Dosis-
knopf

LOT-
nummer

Display

Display



Anzahl der vergangenen Stun-
den seit der letzten Injektion

Anzahl der zuletzt
injizierten Einheiten

Einweg-Injektionsnadel (Beispiel)



Äußere
Nadel-
kappe

Innere
Nadel-
kappe

Injek-
tions-
nadel

Papier
lasche

Gewindeende
(zum Aufsetzen
der Nadel)



Farbkodierung

Glaskugel
(nur in Insulin-
suspensionen)

Kolben

Insulinpatrone (3 ml Penfill® Patrone)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für NovoPen Echo® entschieden haben. NovoPen Echo® ist ein wiederverwendbarer Insulin-Pen mit einer Dosis-Memoryfunktion.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Pens sorgfältig durch

– auch wenn Sie NovoPen Echo® oder ähnliche Injektionsgeräte von Novo Nordisk zuvor schon verwendet haben. Sie enthält alles, was Sie über Ihren Pen wissen müssen und wie er anzuwenden ist.

NovoPen Echo® ist ein wiederverwendbarer Injektionspen, der für die Selbstinjektion von Insulin durch den einzelnen Diabetes-Patienten entwickelt wurde. Der Injektionspen wird mit 3 ml Penfill® Insulinpatronen von Novo Nordisk und Einweg-Injektionsnadeln (nicht enthalten) verwendet. Der Injektionspen ermöglicht dem Anwender, benötigte Dosierungen zwischen 0,5 und 30 Einheiten in Schritten von halben Einheiten einzustellen.

Der Pen verfügt über ein Display, das Ihnen hilft, sich an Ihre zuletzt injizierte Anzahl von Einheiten und die seitdem vergangene Zeit zu erinnern.

Der Pen ist wiederverwendbar. Wenn Sie das Insulin in der Patrone aufgebraucht haben, ersetzen Sie diese einfach durch eine neue.

Der Pen ist in rot oder blau erhältlich.

Denken Sie immer daran, vor jeder Injektion den Namen und die Farbe der Patrone zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Insulintyp enthält.

Wenn Sie Ihr Insulin verwechseln, kann dies schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Falls Sie zwei Insulintypen verwenden, wird daher empfohlen, mit Ihrem Arzt zu besprechen, wie Sie Verwechslungen vermeiden können.

Über diese Bedienungsanleitung:

In dieser Anweisung wird die Verwendung Ihres Pens Schritt für Schritt erläutert. Wichtige Hinweise und zusätzliche Informationen werden deutlich mit den unten stehenden Symbolen kenntlich gemacht:



Wichtige Hinweise

Achten Sie besonders auf diese Hinweise, da sie für eine sichere Verwendung des Pens wichtig sind.

Wenn Sie die Anweisungen nicht sorgfältig befolgen, könnten Sie zu wenig, zu viel oder überhaupt kein Insulin injizieren.



Zusätzliche Informationen






Wichtige Hinweise

1

- **Verwenden Sie NovoPen Echo® nicht ohne eine angemessene Schulung** durch Ihren Arzt oder medizinisches Fachpersonal. Machen Sie sich erst mit der Pen-Injektion vertraut, bevor Sie Ihre Behandlung damit beginnen. Frischen Sie Ihre Kenntnisse jederzeit auf, indem Sie sich das Trainingsvideo online auf www.novotraining.com/novopenecho/ge01 anschauen.
- **Wenn Sie blind sind oder schwere Sehstörungen haben, sollten Sie NovoPen Echo® nicht ohne fremde Hilfe verwenden.** Lassen Sie sich von einer Person mit gutem Sehvermögen, die in der Verwendung von NovoPen Echo® geschult ist, helfen.
- **Überprüfen Sie IMMER vor jeder Injektion den Insulinfluss.** Verwenden Sie den Pen nicht, wenn an der Nadelspitze beim Überprüfen des Insulinflusses kein Insulin austritt. Wenn Sie den Insulinfluss nicht überprüfen, könnten Sie zu wenig oder überhaupt kein Insulin injizieren.
- **Sollte Ihnen Ihr Pen heruntergefallen sein,** überprüfen Sie die Insulinpatrone auf Schäden, z. B. Risse. Ersetzen Sie die Patrone, falls notwendig, durch eine neue.
- **Sollten Sie Ihren Pen versehentlich zwischen den Injektionen auseinandergedreht haben,** ist es wichtig, vor der nächsten Injektion den Insulinfluss zu überprüfen. Möglicherweise müssen Sie das mehrmals tun, bevor Insulin an der Nadelspitze austritt. Wenn kein Insulin austritt, könnte es sein, dass Sie kein Insulin injizieren.
- **NovoPen Echo® wurde für die Verwendung mit 3 ml Penfill® Patronen und NovoFine® oder NovoTwist® Einweg-Injektionsnadeln mit einer Länge von bis zu 8 mm entwickelt.**
- **Novo Nordisk ist nicht verantwortlich** für Schäden, die dadurch entstehen, dass NovoPen Echo® mit anderen als den oben genannten Produkten verwendet wird.
- **Überprüfen Sie immer die Bezeichnung und die Farbe der Patrone,** um sicherzustellen, dass sie den Insulintyp enthält, den Sie benötigen. Wenn Sie den falschen Insulintyp verwenden, könnten Ihre Blutzuckerwerte zu hoch oder zu niedrig werden.
- **Führen Sie immer einen Ersatzpen,** zusätzliches Insulin des von Ihnen verwendeten Typs sowie neue Injektionsnadeln für den Fall des Verlusts oder der Beschädigung **mit sich.**
- **Teilen Sie niemals Ihren Pen,** Ihre Insulinpatronen und Injektionsnadeln mit anderen Personen. Sie sollten nur von Ihnen verwendet werden.
- **Bewahren Sie Ihren Pen, Insulinpatronen und Nadeln für andere Personen, insbesondere Kinder, unzugänglich auf.**
- **Tragen Sie Ihren Pen immer bei sich.** Lassen Sie ihn nicht im Auto oder an anderen Orten, an denen es zu heiß oder zu kalt werden kann.
- Pflegepersonal sollte **äußerst vorsichtig im Umgang mit benutzten Injektionsnadeln sein**, um das Risiko für Nadelstichverletzungen oder Kreuzinfektionen zu verringern.

2 Einsetzen einer Insulinpatrone



- Nehmen Sie die Penkappe ab.

Drehen Sie die Patronenhalterung ab. Legen Sie sie zur späteren Verwendung zur Seite.

- Falls die **Kolbenstange** aus Ihrem Pen **herausragt**, drücken Sie sie bis zum Anschlag **hinein**.

i Die Kolbenstange und der Kolbenstangenkopf können locker und frei beweglich sein. Das ist normal und hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Pens.

- Nehmen Sie eine neue Insulinpatrone. Halten Sie die schwarze Patronenhalterung und setzen Sie die Patrone mit dem **Gewindeende zuerst** ein – wie in der Abbildung zu sehen. Die Farbe Ihrer Patrone kann sich von der in der Abbildung gezeigten unterscheiden. Dies hängt von dem von Ihnen verwendeten Insulintyp ab.




Überprüfen Sie die Bezeichnung und die Farbe der Patrone, um sicherzugehen, dass sie den von Ihnen benötigten Insulintyp enthält. Wenn Sie den falschen Insulintyp verwenden, könnten Ihre Blutzuckerwerte zu hoch oder zu niedrig werden.

Überprüfen Sie, dass die Patrone nicht beschädigt ist, zum Beispiel durch Risse. Anweisungen dazu finden Sie **in der Packungsbeilage der 3 ml Penfill® Patrone, die der Packung der 3 ml Penfill® Patrone beigelegt ist**.

Überprüfen Sie, dass das Insulin so aussieht, wie es aussehen soll. Angaben dazu, wie Ihr Insulintyp aussehen soll, finden Sie in der Packungsbeilage der 3 ml Penfill® Patrone.


NovoPen Echo® wurde für die Verwendung mit 3 ml Penfill® Patronen und NovoFine® oder NovoTwist® Einweg-Injektionsnadeln mit einer Länge von bis zu 8 mm entwickelt.

4



4

5



- Drehen Sie die Patronenhalterung, wie in der Abbildung, auf den Pen, bis Sie **ein Klicken hören oder spüren**.

Bei Verwendung von weisslich trübem Insulin

5


Wenn Sie eine Insulinpatrone mit trübem Insulin (weiße Insulinsuspension) verwenden, **müssen Sie das Insulin vor der Injektion durchmischen (resuspendieren)**.

Anweisungen, wie Sie Ihren Insulintyp resuspendieren, finden Sie in der *Packungsbeilage der 3 ml Penfill® Patrone*.

Vergewissern Sie sich, dass in der Patrone genug Raum vorhanden ist, bevor Sie das Insulin durchmischen:

Der Kolben muss **oberhalb der weißen Linie** auf der Patronenhalterung sein, wenn Sie den Pen wie in der Abbildung halten. Dies ist notwendig, damit sich die Glaskugel in der Patrone frei bewegen kann, um das Insulin zu durchmischen.

Wenn sich der Kolben unterhalb der weißen Linie befindet, tauschen Sie die Insulinpatrone gegen eine neue aus, *siehe Seiten 22-23*.




6 Aufsetzen einer neuen Injektionsnadel

1



- Nehmen Sie eine neue Injektionsnadel und entfernen Sie die Papierlasche.
- Setzen Sie die Injektionsnadel **gerade** auf den Pen. **Drehen Sie sie, bis sie fest sitzt.**

2



- Ziehen Sie die äußere Nadelkappe ab und bewahren Sie sie auf. Sie benötigen sie nach der Injektion, um die Injektionsnadel sicher vom Pen zu entfernen.




Verwenden Sie für jede Injektion eine neue Injektionsnadel. Dies reduziert das Risiko von verstopften Injektionsnadeln, Verunreinigung, Infektion und ungenauer Dosierung.

Verwenden Sie niemals eine verbogene oder beschädigte Injektionsnadel.

Setzen Sie keine neue Injektionsnadel auf Ihren Pen, bis Sie für die nächste Injektion bereit sind.

- Ziehen Sie die innere Nadelkappe ab und werfen Sie sie weg.
Es ist möglich, dass ein Insulintropfen an der Nadelspitze austritt. Das ist normal, aber Sie müssen **dennoch den Insulinfluss überprüfen.**




Die Injektionsnadel ist mit zwei Kappen bedeckt. Sie müssen beide Kappen abnehmen.

Wenn Sie vergessen, beide Kappen abzunehmen, können Sie gar kein Insulin injizieren und Ihr Blutzuckerspiegel kann anschließend erhöht sein.



NovoPen Echo® wurde für die Verwendung mit 3 ml Penfill® Patronen und NovoFine® oder NovoTwist® Einweg-Injektionsnadeln mit einer Länge von bis zu 8 mm entwickelt.

8 Überprüfen Sie IMMER den Insulinfluss, bevor Sie injizieren



Dosis-
knopf herau-
gezogen



2 Einheiten
eingestellt



Überprüfen Sie IMMER den Insulinfluss, bevor Sie injizieren
Testen Sie so lange, bis Insulin an der Nadelspitze austritt.
Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass jeglicher Abstand
und Luftblasen beseitigt werden und dass Insulin durch
die Injektionsnadel fließen kann.



- **Ziehen Sie den Dosisknopf heraus**, wenn er nicht bereits herausgezogen ist.
- Drehen Sie den Dosisknopf, um **2 Einheiten** einzustellen.

- **Drücken Sie den Dosisknopf**, bis die Dosisanzeige „0“ anzeigt. Die „0“ muss auf einer Linie mit dem Markierungsstrich sein.
- Überprüfen Sie, dass **Insulin** an der Nadelspitze **austritt**.
Wenn kein Insulin austritt, wiederholen Sie die Schritte 1-3, bis Insulin an der Nadelspitze austritt.
Wenn auch nach mehreren Versuchen kein Insulin austritt, überprüfen Sie im Insulin-Sichtfenster, ob ein Abstand zwischen dem schwarzen Kolbenstangenkopf und dem orangefarbenen Kolben besteht, *siehe Abbildungen 3A und 3B*. Wenn Sie keinen Abstand sehen, wechseln Sie die Injektionsnadel und überprüfen Sie den Insulinfluss erneut.
Das Überprüfen des Insulinflusses ist abgeschlossen, wenn Sie sehen, dass Insulin an der Nadelspitze austritt.





Versuchen Sie nicht zu injizieren, wenn kein Insulin austritt. Es könnte sein, dass Sie kein Insulin erhalten, obwohl sich die Dosisanzeige bewegt. Dies könnte dazu führen, dass Sie zu hohe Blutzuckerwerte (Hyperglykämie) bekommen.

Wenn auch nach wiederholtem Überprüfen des Insulinflusses kein Insulin austritt, verwenden Sie den Pen nicht. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten, um einen neuen Pen zu erhalten.



10 Einstellen Ihrer Dosis



2,5 Einheiten
eingestellt



12 Einheiten
eingestellt

- **Ziehen Sie den Dosisknopf heraus**, falls er nicht bereits herausgezogen ist.
- **Vergewissern Sie sich, dass die Dosisanzeige „0“ anzeigt, bevor Sie beginnen.** Die „0“ muss in einer Linie mit dem Markierungsstrich stehen.

- **Drehen Sie den Dosisknopf, um die von Ihnen benötigte Dosis einzustellen.** Sie können den Dosisknopf sowohl vorwärts als auch rückwärts drehen.

- i** Der Dosisknopf verändert die angezeigte Anzahl der Einheiten. Nur die Dosisanzeige und der Markierungsstrich zeigen an, wie viele Einheiten Sie pro Dosis eingestellt haben. Sie können bis zu 30 Einheiten pro Dosis einstellen. Halbe Einheiten werden durch Striche zwischen den Zahlen angezeigt.



Schauen Sie immer auf das Insulin-Sichtfenster, um sicherzustellen, dass das Insulin in Ihrem Pen aussieht, wie es aussehen sollte.

In der Packungsbeilage der 3 ml Penfill® Patrone können Sie nachlesen, wie Ihr Insulintyp aussehen sollte.

Verwenden Sie immer die Dosisanzeige und den Markierungsstrich, um zu sehen, wie viele Einheiten Sie einstellen.

Verwenden Sie nicht die Insulinskala auf der Patronenhalterung, da sie nur die ungefähre Menge zeigt, die in Ihrem Pen verblieben ist.

Zählen Sie nicht die Klicks des Pens.

Wenn Sie eine falsche Dosis einstellen und injizieren, können Ihre Blutzuckerwerte zu hoch oder zu niedrig werden.



Wenn Sie mehr als 30 Einheiten benötigen, können Sie sich dafür entscheiden, ein anderes Insulin-Injektionsgerät von Novo Nordisk mit einer höheren Maximaldosierung zu verwenden.

Der Dosisknopf sollte sich leicht drehen lassen. Drehen Sie ihn nicht mit Gewalt.

Wenn Ihr Pen weniger als 30 Einheiten enthält, stoppt die Dosisanzeige bei der Anzahl der noch verbliebenen Einheiten. Wenn Sie mehr Insulin benötigen als in der Patrone verblieben ist, *siehe Seiten 20-21*.

12 Injizieren Ihrer Dosis

1



2

Warten Sie
und zählen Sie
langsam
1-2-3-4-5-6



Überprüfen Sie IMMER den Insulinfluss, bevor Sie injizieren.

- **Überprüfen Sie die Bezeichnung und die Farbe** der Patrone, um sich zu vergewissern, dass sie den Insulintyp enthält, den Sie brauchen. Wenn Sie den falschen Insulintyp verwenden, können Ihre Blutzuckerwerte zu hoch oder zu niedrig werden.
- **Bringen Sie die Injektionsnadel unter Ihre Haut**, so wie Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal es Ihnen gezeigt hat.
- **Stellen Sie sicher, dass Sie die Dosisanzeige sehen können.**
- **Drücken Sie den Dosisknopf**, bis die Dosisanzeige „0“ anzeigt. Die „0“ muss in einer Linie mit dem Markierungsstrich stehen. Eventuell hören oder spüren Sie dann einen Klick.
- **Lassen Sie die Injektionsnadel in Ihrer Haut, nachdem** die Dosisanzeige auf „0“ zurückgestellt ist und **zählen Sie langsam bis 6**.

Wenn die Injektionsnadel vorher entfernt wird, könnte es sein, dass Insulin an der Nadelspitze austritt. Wenn das passiert, erhalten Sie nicht die vollständige Dosis und Sie sollten Ihren Blutzuckerspiegel häufiger kontrollieren.

- Ziehen Sie die Injektionsnadel aus der Haut.



Injizieren Sie immer, indem Sie den Dosisknopf herunterdrücken. Drehen Sie ihn nicht. Durch Drehen des Dosisknopfes wird **kein** Insulin injiziert.


Beobachten Sie immer die Dosisanzeige, um zu wissen, wie viele Einheiten Sie injizieren. Zählen Sie nicht die Anzahl der Klicks des Pens. Die Dosisanzeige zeigt die exakte Anzahl der Einheiten.

Wenn der Dosisknopf stoppt, bevor die Dosisanzeige „0“ anzeigt, ist eventuell die Injektionsnadel verstopft. Drehen Sie die Dosisanzeige zurück auf „0“ und ersetzen Sie die Injektionsnadel durch eine neue. Überprüfen Sie den Insulinfluss und injizieren Sie die korrekte Restdosis.




Nach der Injektion kann ein Insulintropfen an der Nadelspitze erscheinen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf Ihre Dosis.

3



14 Nach Ihrer Injektion

1



2



3



- Entfernen Sie die Injektionsnadel sofort, indem Sie sie in eine Nadelentsorgungsbox schrauben.

- Wenn Sie keine Nadelentsorgungsbox haben, verwenden Sie eine einhändige Methode, um die äußere Nadelkappe wieder aufzusetzen. **Führen Sie die Injektionsnadel auf einer ebenen Oberfläche in die äußere Nadelkappe ein, ohne dabei die Injektionsnadel zu berühren.**

- Berühren Sie die äußere Nadelkappe nicht, bevor sie die Injektionsnadel abdeckt.
- Wenn die Injektionsnadel bedeckt ist, **setzen Sie die äußere Nadelkappe vorsichtig vollständig auf.**



Versuchen Sie nie, die innere Nadelkappe wieder auf die Injektionsnadel aufzusetzen.
Sie könnten sich dabei mit der Injektionsnadel verletzen.

- Halten Sie die schwarze Patronenhalterung fest und schrauben Sie die Injektionsnadel ab. Entsorgen Sie sie sorgfältig wie von Ihrem Arzt oder medizinischen Fachpersonal gezeigt.

4



- **Setzen Sie die Penkappe** nach jedem Gebrauch wieder auf den Pen, um das Insulin vor Licht zu schützen.
- Bewahren Sie Ihren Pen sorgfältig und **für andere, insbesondere Kinder, unzugänglich auf**, siehe Seite 27 „Aufbewahrung“.

5




⚠ **Halten Sie die schwarze Patronenhalterung immer fest, wenn Sie die Injektionsnadel abschrauben.**

Andernfalls könnten Sie Ihren Pen auseinanderschrauben. Sollte dies passieren, setzen Sie den Pen wieder zusammen, ersetzen Sie die Injektionsnadel und überprüfen Sie den Insulinfluss vor der nächsten Injektion, um sicherzustellen, dass Sie Ihre vollständige Dosis verabreichen.

Entfernen Sie immer die Injektionsnadel von Ihrem Pen und entsorgen Sie sie gewissenhaft, z. B. in einer Nadelentsorgungsbox, wie von Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal empfohlen. So vermindern Sie das Risiko für verstopfte Nadeln, Verunreinigung, Infektion und ungenaue Dosierung. Lagern Sie Ihren Pen nicht mit aufgesetzter Injektionsnadel.

16 Wie funktioniert das Display?



Ihr NovoPen Echo® hat ein Display, das **Informationen über die Anzahl der zuletzt injizierten Einheiten und die seit der letzten Injektion vergangene Zeit** anzeigt.

Die Zahl im Display gibt die **Anzahl der** zuletzt injizierten **Einheiten** an.

Die Segmente am Rand zeigen an, wie viele **volle Stunden** seit der letzten Injektion vergangen sind. Wenn eine volle Stunde vergangen ist, wird ein Segment angezeigt. Ein weiteres Segment wird angezeigt, wenn eine weitere volle Stunde vergangen ist. Die vier **Orientierungsmarker** sind immer zu sehen, wenn das Display aktiviert ist.

Das Beispiel links zeigt 5,5 Einheiten, die vor mehr als 3 Stunden aber weniger als 4 Stunden injiziert wurden.

Bitte beachten Sie, dass **das Display nur Informationen zu Ihrer letzten Injektion oder dem Test für den Insulinfluss anzeigt**. Wenn Sie zum Beispiel den Insulinfluss mit 2 Einheiten testen und dann 15 Einheiten injizieren, speichert das Display nur die Information über die 15 injizierten Einheiten und die seitdem vergangene Zeit.



Das Display **zeigt Ihnen nicht an, wie viel Insulin Sie für Ihre nächste Injektion brauchen**. Wenn Sie Zweifel haben, wie viel Insulin Sie injizieren müssen, messen Sie Ihren Blutzucker. Andernfalls könnten Sie zu viel oder zu wenig Insulin verabreichen.

Ablesen des Displays

17

Die unten stehenden Beispiele zeigen, wie das Display zu lesen ist:



Vor mehr als 12 Stunden
(Alle 12 Segmente werden angezeigt)

16,5 Einheiten wurden injiziert



Vor mehr als 1 Stunde, aber weniger als 2 Stunden
(Ein Segment wird angezeigt)


16,5 Einheiten wurden injiziert



Vor weniger als 1 Stunde
(Es werden keine Segmente angezeigt)

16,5 Einheiten wurden injiziert

18 Überprüfen Ihrer letzten Dosis



- Vergewissern Sie sich, dass die Dosisanzeige „0“ anzeigt, bevor Sie beginnen. Die „0“ muss auf einer Linie mit dem Markierungsstrich stehen.
- **Ziehen Sie den Dosisknopf heraus.**



- **Drücken Sie den Dosisknopf wieder hinein**, um Ihre letzte Dosis zu kontrollieren.

Zuerst sehen Sie das Test-Display. Alle Elemente im Display werden angezeigt, um zu bestätigen, dass das Display funktioniert.

Danach zeigt das Display die Details Ihrer letzten Dosis an. Nach 10 Sekunden schaltet das Display ab.



Drehen Sie beim Überprüfen Ihrer letzten Dosis nicht den Dosisknopf. Wenn Sie den Dosisknopf drehen und dann hineindrücken, werden die Details Ihrer letzten Dosis überschrieben. Wenn Sie versehentlich den Dosisknopf drehen, drehen Sie ihn einfach auf „0“ zurück, bevor Sie ihn hineindrücken. Dann werden die Details Ihrer letzten Dosis **nicht** überschrieben.

Wenn eines der Segmente auf dem Test-Display nicht angezeigt wird, funktioniert das Display nicht korrekt. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um einen neuen Pen zu erhalten. Sie können den Pen immer noch für die Insulininjektion verwenden, ohne das Display zu nutzen.

Überprüfung, wie viel Insulin noch vorhanden ist

19

- Die Dosisanzeige zeigt die genaue Anzahl der verbleibenden Einheiten Insulin in der Patrone an, sofern weniger als 30 Einheiten verblieben sind.
- **Drehen Sie den Dosisknopf**, bis er stoppt.
- Überprüfen Sie die Dosisanzeige
 - Wenn sie „30“ anzeigt: die Patrone enthält **noch 30 oder mehr Einheiten**
 - Wenn sie weniger als „30“ anzeigt: Es wird die **Anzahl Einheiten angezeigt, die noch in der Patrone vorhanden ist.**
- Drehen Sie den Dosisknopf zurück, bis die Dosisanzeige „0“ anzeigt.
- Verwenden Sie **die Insulinskala**, um zu sehen, wie viel Insulin **ungefähr** in der Insulinpatrone verblieben ist.



Wenn Sie mehr Insulin benötigen, als Einheiten in der Patrone verblieben sind, injizieren Sie Ihre ganze Dosis mit einer neuen Patrone, *siehe Seite 20.*



20 Wenn Sie mehr Insulin benötigen, als in der Patrone verblieben ist



Wenn Sie mehr Insulin benötigen, als Einheiten in der Patrone verblieben sind, **injizieren Sie Ihre ganze Dosis mit einer neuen Patrone.**

- Entfernen Sie die Injektionsnadel. Drehen Sie die Patronenhalterung ab und entsorgen Sie die benutzte Patrone.
- Setzen Sie eine neue Patrone ein, *siehe Seiten 2-4.*



- Setzen Sie eine neue Injektionsnadel auf und **überprüfen Sie den Insulinfluss**, *siehe Seiten 6-9.*



- Stellen Sie Ihre **ganze Dosis** ein und injizieren Sie sie **mit der neuen Patrone**, *siehe Seiten 10-13.*



Nur wenn Sie von Ihrem Arzt oder medizinischen Fachpersonal geschult oder angeleitet wurden, sollten Sie Ihre Dosis auf zwei Patronen aufteilen.

Wenn Sie abgelenkt werden, falsch berechnen oder vergessen, den Insulinfluss zu überprüfen, könnte dies zu einer einmaligen Unter- oder Überdosierung und somit zu zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten führen.

Wenn Sie sich nach dem Aufteilen der Dosis **unwohl fühlen**, überprüfen Sie Ihren Blutzucker und/oder kontaktieren Sie Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal.

Wenn Sie Ihre Dosis aufteilen:

1 Überprüfen Sie den Insulinfluss.

2 Stellen Sie genau fest, wie viel Insulin noch verblieben ist und notieren Sie es sich. Drehen Sie den Dosisknopf, bis er stoppt. Die Dosisanzeige zeigt dann die Anzahl Einheiten, die noch in der Patrone verblieben sind.

3 Injizieren Sie das gesamte Insulin, das noch in der Patrone verblieben ist.

4 Berechnen Sie, wie viele zusätzliche Einheiten Sie für Ihre komplette Dosis benötigen.

5 Entfernen Sie die benutzte Injektionsnadel und die Patrone.

6 Setzen Sie für die Injektion eine neue Patrone ein und bereiten Sie sie vor.

7 Setzen Sie eine neue Injektionsnadel auf und **überprüfen Sie den Insulinfluss.**

8 Stellen Sie die noch benötigten Einheiten Ihrer Dosis ein und injizieren Sie sie mit der neuen Patrone.



i Wenn Sie Ihre Injektion auf zwei Injektionen verteilen, wird das Display nur die Information der zweiten Injektion speichern.

22 Austausch einer benutzten Insulinpatrone

1



- Entfernen Sie die Injektionsnadel von Ihrem Pen, falls sie noch aufgesetzt ist und entsorgen Sie sie, siehe Seiten 14-15.

2



- Drehen Sie die Patronenhalterung ab.



Wenn Sie die Patronenhalterung abdrehen, ragt die Kolbenstange aus Ihrem Pen heraus. Sie bewegt sich möglicherweise von selbst vor und zurück. Drücken Sie sie zurück wie auf Seite 2 beschrieben.

- Halten Sie die schwarze Patronenhalterung schräg und **lassen Sie die Patrone herausrutschen**. Entsorgen Sie diese gemäß den Anweisungen Ihres Arztes oder medizinischen Fachpersonals.
- Drücken Sie die Kolbenstange zurück. Dann **legen Sie eine neue Patrone ein** und drehen die Patronenhalterung wieder auf den Pen. Setzen Sie eine neue Injektionsnadel auf und überprüfen Sie den Insulinfluss, *siehe Seiten 6-9*.



24 Besondere Display-Anzeigen



Die letzte Injektion wurde nicht registriert

Das Display hat Ihre letzte Dosis nicht registriert.

Was ist zu tun?

Normalerweise wird das Display nach Ihrer nächsten Injektion wieder funktionieren.

Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, um einen neuen Pen zu erhalten. Sie können den Pen immer noch für Ihre Insulininjektion verwenden, ohne die Display-Funktion zu nutzen.



Display inaktiv oder Batterie leer

Das Display ist nicht aktiviert oder die Batterie ist leer.

Was ist zu tun?

Um das Display zu aktivieren, ziehen Sie den Dosisknopf heraus und drücken Sie ihn wieder hinein. Wenn das Display leer bleibt, ist die Batterie leer. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten, um einen neuen Pen zu erhalten. Sie können Ihren Pen immer noch für die Insulininjektion verwenden, bis Sie einen neuen Pen erhalten.
Siehe Seite 28 für Garantieinformationen.



Pen erreicht das Ende seiner Lebensdauer

Die Batterie wird schwach und das Display erreicht das Ende seiner Lebensdauer.

Was ist zu tun?

Der Pen hält vier bis fünf Jahre. Wenn die Batterie schwach wird und das Display für eine Weile „End“ angezeigt hat, wird es abschalten und nicht mehr funktionieren.

Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten, um einen neuen Pen zu erhalten. Sie können Ihren Pen immer noch für die Insulininjektion verwenden, bis Sie einen neuen Pen erhalten. *Siehe Seite 28 für Garantieinformationen.*

26 Pflege Ihres Pens

Pflege

- **Verwenden Sie Ihren NovoPen Echo®** nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- **Lassen Sie Ihren Pen nicht fallen** oder schlagen Sie ihn nicht gegen harte Oberflächen. Wenn Sie ihn fallen lassen oder ein Problem vermuten, überprüfen Sie die Patrone auf Beschädigungen, z. B. Risse. Ersetzen Sie die Patrone, wenn nötig, durch eine neue.
- **Setzen Sie Ihren Pen** weder direktem Sonnenlicht noch Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten aus.
- **Setzen Sie Ihren Pen** (ohne eingelegte Insulinpatrone) nicht Temperaturen unter -25°C oder über +45°C aus. Setzen Sie Ihren Pen nicht länger als einen Monat ununterbrochen Temperaturen unter +5° C aus.
Mit eingelegter Insulinpatrone beachten Sie bitte die Lagerungshinweise in der Packungsbeilage der 3 ml Penfill® Patrone, die der Packung der 3 ml Penfill® Patrone beiliegt.
- **Versuchen Sie nicht, Ihren Pen zu reparieren** oder auseinanderzubauen.

- Die Batterie hat eine Lebensdauer von vier bis fünf Jahren. Sie ist zu Ihrer Sicherheit nicht austauschbar. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten, um einen neuen Pen zu erhalten, wenn die Batterie verbraucht ist. Sie können Ihren Pen immer noch für die Insulininjektion verwenden, ohne die Display-Funktion zu nutzen.

Reinigung

- **Reinigen Sie Ihren Pen nur** mit einem milden Reinigungsmittel auf einem feuchten Tuch.
- **Bitte waschen Sie Ihren Pen nicht, weichen Sie ihn nicht ein und ölen Sie ihn nicht.** Verwenden Sie keine Produkte, die Bleichmittel wie Chlor, Jod oder Alkohol enthalten, um Ihren Pen zu säubern. Dies könnte ihn beschädigen.
- Wenn Insulin auf die Außenseite Ihres Pens kommt, **säubern Sie den Pen, bevor das Insulin antrocknet** mit einem milden Reinigungsmittel auf einem angefeuchteten Tuch.

Aufbewahrung

- **Bewahren Sie Ihren Pen bei Raumtemperatur auf** – mit oder ohne Insulinpatrone in der Patronenhalterung.
- **Lagern Sie Ihren Pen nicht mit aufgesetzter Injektionsnadel.**
- **Frieren Sie Ihren Pen** mit eingesetzter Insulinpatrone **nicht ein**, lagern Sie ihn nicht im Kühlschrank oder in der Nähe eines Kühlelements.
- **Lagern Sie die Insulinpatronen** wie in der Packungsbeilage der 3 ml Penfill® Patrone angegeben. Dort finden Sie auch Angaben zum Verfalldatum. Das Verfalldatum auf der Patrone bezieht sich auf unbenutzte Patronen in Kühlung. Verwenden Sie die Patrone niemals nach dem auf der Patrone oder Packung aufgedruckten Verfalldatum.
- **Bewahren Sie Ihren Pen** nach Möglichkeit immer **in seinem Etui auf**.

Ensorgung

- **Entsorgen Sie Ihren Pen nicht über den Hausmüll.**
- **Entsorgen Sie Ihren Pen entsprechend der Angaben Ihres Arztes, medizinischen Fachpersonals, Apothekers oder der lokalen Behörde.** Denken Sie an die Umwelt, wenn Sie Ihren Pen entsorgen. Er enthält eine Lithiumbatterie, elektronische Teile und wiederverwertbares Material. Bitte entnehmen Sie auch die Insulinpatrone und entfernen Sie die Injektionsnadel, bevor Sie den Pen entsorgen.



28 Garantie

NovoPen Echo® hat eine 3-jährige Garantie, die auch die Display-Funktion umfasst.

Wenn Ihr NovoPen Echo® fehlerhaft ist, wird er von Novo Nordisk ersetzt, falls Sie ihn innerhalb von vier Jahren ab Kaufdatum an Ihren Lieferanten zur Untersuchung zurückgeben und die Originalrechnung beilegen.

Für Patienten in der Europäischen Union: wenn Sie im Laufe der Anwendung von NovoPen Echo® vermuten, dass ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies bitte an Novo Nordisk A/S und an Ihre nationale Behörde.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Probleme mit Ihrem NovoPen Echo®, wenn die Bedienungsanleitung nicht beachtet wurde.

Wenn Sie die LOT-nummer angeben müssen, finden Sie diese auf dem Dosisknopf *wie auf der Umschlaginnenseite abgebildet*.

NovoPen Echo®, Penfill®, NovoFine® und NovoTwist® sind eingetragene Marken der Novo Nordisk A/S, Dänemark.

Technische Informationen

Das CE-Kennzeichen auf einem medizinischen Gerät gibt an, dass das Erzeugnis den Vorschriften der Medizin-Produkte-Verordnung (EU) 2017/745 entspricht. NovoPen Echo® erfüllt die Anforderungen der Spezifikation für die Dosiergenauigkeit gemäß ISO 11608-1: Kanülenbasierte Injektionssysteme zur medizinischen Verwendung, Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren

Schutz gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten

NovoPen Echo® ist mit IP50 gekennzeichnet, wobei:

- die „5“ auf Schutz gegen schädliche Mengen von Staub hinweist.
- die „0“ darauf hinweist, dass das Gerät nicht gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt ist.



Schutz gegen elektrischen Schlag

Typ: Intern betriebenes ME Gerät.

Schutzgrad: Jede Nadel auf das Anwendungsteil des Typs BF

Elektromagnetische Kompatibilität

NovoPen Echo® wurde entwickelt, um Schutz vor schädlichen Störungen bei der Verwendung zu Hause zu bieten, NovoPen Echo® enthält Elektronik, die Hochfrequenzenergie (HF) abstrahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen können daher Störungen auftreten.

Ihre Injektion wird nicht elektronisch gesteuert, daher wird die Dosierungsgenauigkeit nicht durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt.

CE
0123

Erscheinungsdatum: 2019/05

© 2019
novonordisk.com

Hersteller:
Novo Nordisk (China)
Pharmaceuticals Co. Ltd.
99 Nanhai Road, TEDA
300457 Tianjin, P.R. China



Für:
Novo Nordisk A/S
Novo Alle,
DK-2880 Bagsværd

Vertrieb:
Sa Novo Nordisk Pharma nv
Boulevard International(e)laan 55
Bruxelles 1070 Brussel
Tel.: 0032 2 556 06 07
Fax: 0032 2 556 06 06
e-mail: info.nnbelux@novonordisk.com

8-4251-72-030-2


The Novo Nordisk logo, featuring a blue stylized animal (a donkey or mule) standing on its hind legs, with the company name "novo nordisk" in a lowercase, sans-serif font next to it, with a registered trademark symbol (®).

NovoPen Echo®

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre système d'administration d'insuline NovoPen Echo® pour la première fois.

Vous trouverez un guide abrégé à l'arrière de ce manuel.



Sommaire

Vue d'ensemble des parties du stylo Couverture intérieure

Introduction Couverture intérieure

Informations importantes..... 1

Préparation du stylo pour une injection

Insérer une cartouche d'insuline	2
Si vous utilisez une insuline blanche et opaque...	5
Attacher une aiguille neuve.....	6
TOUJOURS contrôler l'écoulement de l'insuline avant d'injecter.....	8
Selectionner votre dose	10

Injecter votre dose 12

Après votre injection 14

Comment utiliser la mémoire de dose

Qu'est-ce que la mémoire de dose ?	16
Comment lire la mémoire de dose	17
Comment contrôler votre dernière dose	18
Comment contrôler la quantité d'insuline restante	19

Si vous avez besoin de plus d'insuline qu'il n'en reste dans la cartouche ... 20

Comment remplacer une cartouche d'insuline usagée 22

Messages particuliers pouvant apparaître sur l'écran 24

Comment entretenir votre stylo..... 26

Entretien.....	26
Nettoyage.....	26
Conservation	27
Élimination.....	27

Garantie 28

Informations techniques.....	28
------------------------------	----




Pour plus d'informations, consultez
www.novotraining.com/novopenecho/FR01

NovoPen Echo®

Stylo



Mémoire de dose



Nombre d'heures depuis la dernière injection
Nombre d'unités de la dernière injection

Aiguille à usage unique (exemple)



Cartouche d'insuline (cartouche Penfill® de 3 ml)



Introduction

Merci d'avoir choisi NovoPen Echo®.
NovoPen Echo® est un stylo d'insuline réutilisable disposant d'une fonction mémoire de dose.

Vous devez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre stylo – même si vous avez déjà utilisé NovoPen Echo® ou d'autres systèmes d'administration similaires Novo Nordisk. Ce manuel vous donnera toutes les informations à savoir sur votre stylo et son utilisation.

NovoPen Echo® est un stylo injecteur réutilisable, réservé à l'utilisation chez un seul patient diabétique pour l'auto-injection d'insuline. Le stylo injecteur fonctionne avec les cartouches d'insuline Penfill® de 3 ml de Novo Nordisk et des aiguilles à usage unique jetables (fournies séparément). Le stylo injecteur permet à l'utilisateur de sélectionner les doses requises de 0,5 à 30 unités par paliers de 0,5 unité.

Le stylo dispose d'une mémoire de dose qui vous indique le nombre d'unités administrées lors de votre dernière injection ainsi que le temps écoulé depuis votre dernière injection.

Le stylo est durable, ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser. Lorsque vous avez utilisé toute l'insuline contenue dans une cartouche, remplacez-la simplement par une cartouche neuve.

Le stylo est disponible en bleu ou en rouge.

Avant chaque injection, vérifiez toujours le nom et la couleur de la cartouche pour vous assurer qu'elle contient le bon type d'insuline.

Confondre vos insulines peut avoir de graves conséquences médicales. Par conséquent, il est recommandé, si vous utilisez deux types d'insuline, de discuter avec votre professionnel de santé des moyens permettant d'éviter les confusions.

Au sujet de ce manuel d'utilisation :

Les instructions d'utilisation de votre stylo sont décrites étape par étape tout au long de ce manuel. Les informations importantes ainsi que les informations complémentaires sont clairement indiquées par les symboles ci-dessous :



Informations importantes

Accordez une attention particulière à ces informations car elles sont importantes pour une utilisation sécurisée du stylo. Si vous ne suivez pas les instructions attentivement, vous risquez de ne pas recevoir assez d'insuline, trop d'insuline ou pas d'insuline du tout.



Informations complémentaires






Informations importantes

1

- **N'utilisez pas NovoPen Echo® sans une formation appropriée** de votre médecin ou de votre infirmier/ère. Avant de commencer votre traitement avec NovoPen Echo®, assurez-vous que vous vous sentez capable de faire une injection avec le stylo. Renouvelez la formation à tout moment en visionnant la vidéo de formation en ligne à l'adresse novotraining.com/novopenecho/FR01
- **Si vous êtes aveugle ou si vous avez de graves problèmes visuels, n'utilisez pas NovoPen Echo® sans assistance.** Faites appel à une personne ayant une bonne vue et qui a été formée à l'utilisation de NovoPen Echo®.
- **Contrôlez TOUJOURS l'écoulement de l'insuline avant chaque injection.** N'utilisez pas le stylo si aucun jet d'insuline ne sort du bout de l'aiguille lorsque vous contrôlez l'écoulement. Si vous ne contrôlez pas l'écoulement de l'insuline, vous risquez de ne pas recevoir assez d'insuline ou pas d'insuline du tout.
- **Si vous faites tomber votre stylo,** vérifiez que la cartouche d'insuline n'est pas endommagée, par exemple fissurée. Remplacez la cartouche par une cartouche neuve si nécessaire.
- **Si vous dévissez accidentellement les différentes parties de votre stylo** entre deux injections, il est important de contrôler l'écoulement de l'insuline avant votre prochaine injection. Vous pourriez avoir besoin de le faire plusieurs fois avant qu'un jet d'insuline sorte du bout de l'aiguille. Si l'insuline n'apparaît pas, vous pourriez ne pas recevoir d'insuline du tout.
- **NovoPen Echo® est conçu pour être utilisé avec les cartouches Penfill® de 3 ml et les aiguilles NovoFine® ou NovoTwist®** à usage unique jetables d'une longueur maximale de 8 mm.
Novo Nordisk ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dégâts dus à l'utilisation de NovoPen Echo® avec des produits autres que ceux cités ci-dessus.
- **Contrôlez toujours le nom et la couleur de la cartouche** pour vous assurer qu'elle contient bien le type d'insuline dont vous avez besoin. Si vous prenez une mauvaise insuline, votre taux de sucre dans le sang peut devenir trop élevé ou trop bas.
- **Gardez toujours sur vous un stylo de recharge,** une réserve d'insuline correspondant à celle(s) que vous utilisez et des aiguilles neuves, en cas de perte ou d'endommagement.
- **Ne prêtez jamais votre stylo,** vos cartouches d'insuline et vos aiguilles à d'autres personnes. Ils sont destinés à votre usage personnel uniquement.
- **Conservez toujours votre stylo,** vos cartouches d'insuline et vos aiguilles **hors de la vue et de la portée des autres personnes, en particulier des enfants.**
- **Gardez toujours votre stylo avec vous.** Ne le laissez pas dans une voiture ou un autre endroit dans lequel il pourrait faire trop chaud ou trop froid.
- Le personnel soignant doit **être très attentif lors de la manipulation des aiguilles usagées** afin de diminuer le risque de piqûres d'aiguilles et d'infections croisées.

2 Insérer une cartouche d'insuline



- Retirez le capuchon du stylo.

Dévissez le porte-cartouche. Conservez-le pour plus tard.

- **Il se peut que la tige du piston sorte** de votre stylo. Si c'est le cas, **repoussez la tige** pour la faire rentrer **complètement**.

i La tige du piston et la tête de la tige du piston peuvent se déplacer librement. Ceci est normal et n'affecte pas le fonctionnement du stylo.

- Prenez une cartouche d'insuline neuve. Maintenez le porte-cartouche noir et faites glisser la cartouche à l'intérieur en introduisant **l'extrémité filetée en premier**, comme indiqué sur l'illustration. La couleur de votre cartouche peut différer de celle montrée dans l'illustration. Cela dépend du type d'insuline que vous utilisez.



Vérifiez le nom et la couleur de la cartouche pour vous assurer qu'elle contient bien l'insuline dont vous avez besoin. Si vous prenez une mauvaise insuline, votre taux de sucre dans le sang peut devenir trop élevé ou trop bas.

Vérifiez que la cartouche n'est pas endommagée, par exemple fissurée. Pour cela, **consultez la notice de la cartouche Penfill® contenue dans la boîte de la cartouche Penfill® de 3 ml**.

Vérifiez que l'aspect de l'insuline est normal. La notice de la cartouche Penfill® de 3 ml vous expliquera quel doit être l'aspect de votre insuline.

NovoPen Echo® est conçu pour être utilisé avec les cartouches Penfill® de 3 ml et les aiguilles NovoFine® ou NovoTwist® à usage unique jetables d'une longueur maximale de 8 mm.

4



4

5



- Revissez le porte-cartouche, comme indiqué sur l'illustration, jusqu'à ce que vous **entendiez ou sentiez un clic**.


Si vous utilisez une insuline blanche et opaque

5

Si vous utilisez une cartouche d'insuline contenant une insuline opaque (suspension d'insuline blanche), **remettez-la toujours en suspension juste avant l'injection.** Voir la notice de la cartouche Penfill® de 3 ml pour la remise en suspension de votre insuline.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans la cartouche avant la remise en suspension de l'insuline : le piston doit se situer **au-dessus de la ligne blanche** sur le porte-cartouche lorsque vous tenez le stylo comme indiqué sur le schéma. Ceci est nécessaire pour permettre à la bille de verre de se déplacer librement dans la cartouche pour remettre en suspension l'insuline.

Si le piston se trouve en dessous de la ligne blanche, remplacez la cartouche d'insuline par une neuve, *voir pages 22-23.*




6 Attaché une aiguille neuve

1



- Prenez une aiguille neuve et retirez la languette en papier.
- Insérez l'aiguille **de manière bien droite** sur le stylo.
Tournez jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

2



- Retirez le capuchon externe de l'aiguille et conservez-le. Vous en aurez besoin après l'injection pour retirer l'aiguille du stylo de manière sécuritaire.



Utilisez toujours une aiguille neuve lors de chaque injection. Cela diminue le risque d'obstruction des aiguilles, de contamination, d'infection et de dose incorrecte.

N'utilisez jamais une aiguille pliée ou endommagée.

N'attachez pas d'aiguille neuve sur votre stylo avant d'être prêt(e) à faire votre prochaine injection.

- Retirez la protection interne de l'aiguille et jetez-la.
Une goutte d'insuline peut apparaître au bout de l'aiguille.
Ceci est normal, mais vous devez **quand même contrôler
l'écoulement de l'insuline.**




L'aiguille est recouverte de deux capuchons. Vous devez retirer les deux capuchons.

Si vous oubliez d'enlever les deux capuchons, vous n'injecterez pas d'insuline et votre taux de sucre dans le sang pourrait devenir trop élevé.



NovoPen Echo® est conçu pour être utilisé avec les cartouches Penfill® de 3 ml et les aiguilles NovoFine® ou NovoTwist® à usage unique jetables d'une longueur maximale de 8 mm.

3



8 TOUJOURS contrôler l'écoulement de l'insuline avant d'injecter



Contrôlez TOUJOURS l'écoulement avant d'injecter.
Continuez à contrôler jusqu'à ce qu'un jet d'insuline sorte du bout de l'aiguille. Ceci permet de s'assurer qu'il n'y a aucun espace, que les bulles d'air ont été éliminées et que l'insuline s'écoule à travers l'aiguille.

- Tirez sur le bouton de dose, s'il n'est pas déjà sorti.
- Tournez le bouton de dose afin de sélectionner **2 unités**.

- Appuyez sur le bouton de dose jusqu'à ce que le compteur de dose indique "0". Le "0" doit s'aligner en face de l'indicateur de dose.
- Vérifiez qu'il y a bien un **jet d'insuline** au bout de l'aiguille.

Si l'insuline n'apparaît pas, répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce qu'un jet d'insuline sorte du bout de l'aiguille.

Si l'insuline ne sort toujours pas après plusieurs tentatives, vérifiez à travers la fenêtre d'insuline s'il y a un espace entre la tête noire de la tige du piston et le piston orange, *voir les illustrations 3A et 3B*. Si vous ne voyez aucun espace, changez d'aiguille et contrôlez à nouveau l'écoulement.


Le contrôle de l'écoulement de l'insuline est terminé lorsque vous voyez l'insuline sortir au bout de l'aiguille.



N'essayez pas de faire l'injection si l'insuline n'apparaît pas. Vous pourriez ne pas recevoir d'insuline du tout, même si le compteur de dose bouge. Ce qui conduirait à un taux de sucre dans le sang trop élevé (hyperglycémie).

Si l'insuline ne sort toujours pas après plusieurs contrôles de l'écoulement, n'utilisez pas le stylo. Contactez votre distributeur pour obtenir un nouveau stylo.

3





3A



3B



10 Sélectionner votre dose



2,5 unités
sélectionnées



12 unités
sélectionnées

- **Tirez sur le bouton de dose, s'il n'est pas déjà sorti.**
- **Avant de commencer, assurez-vous que le compteur de dose indique « 0 ». Le « 0 » doit s'aligner en face de l'indicateur de dose.**
- **Tournez le bouton de dose pour sélectionner la dose dont vous avez besoin.** Vous pouvez tourner le bouton de dose dans un sens ou dans l'autre.

i Le bouton de dose modifie le nombre d'unités. Seuls le compteur de dose et l'indicateur de dose indiquent le nombre d'unités sélectionnées à chaque dose. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 30 unités par dose. Les demi-unités sont indiquées par des traits entre les chiffres.



Regardez toujours à travers la fenêtre d'insuline pour **vous assurer que l'aspect de l'insuline dans votre stylo est normal.**

La notice de la cartouche Penfill® de 3 ml vous expliquera quel doit être l'aspect de votre insuline.

Utilisez toujours le compteur de dose et l'indicateur de dose pour connaître le nombre d'unités sélectionnées.

N'utilisez pas la graduation d'insuline sur le porte-cartouche. Elle ne donne qu'une indication approximative de la quantité d'insuline qui reste dans votre stylo.

Ne comptez pas les clics du stylo.

Si vous sélectionnez et injectez une mauvaise dose, votre taux de sucre dans le sang peut devenir trop élevé ou trop bas.



Si vous avez besoin de plus de 30 unités, vous pourrez choisir un autre système d'administration d'insuline Novo Nordisk avec une dose maximale plus élevée.

Le bouton de dose doit tourner facilement. Ne forcez pas.

Si votre stylo contient moins de 30 unités, le compteur de dose s'arrêtera au nombre d'unités restantes. Si vous avez besoin de plus d'insuline qu'il n'en reste dans la cartouche, voir pages 20-21.

12 Injecter votre dose



Contrôlez TOUJOURS l'écoulement avant d'injecter.

- **Vérifiez le nom et la couleur** de la cartouche pour vous assurer qu'elle contient bien l'insuline dont vous avez besoin. Si vous prenez une mauvaise insuline, votre taux de sucre dans le sang peut devenir trop élevé ou trop bas.
- **Insérez l'aiguille dans votre peau** comme votre médecin ou votre infirmier/ère vous l'a montré.
- **Assurez-vous que vous pouvez voir le compteur de dose.**
- **Appuyez sur le bouton de dose** jusqu'à ce que le compteur de dose indique "0". Le "0" doit s'aligner en face de l'indicateur de dose. Vous pourrez alors entendre ou sentir un clic.
- Une fois le compteur de dose revenu à "0", **maintenez l'aiguille dans votre peau et comptez lentement jusqu'à 6**. Si l'aiguille est retirée prématurément, vous pourrez voir un jet d'insuline au bout de l'aiguille. Dans ce cas, toute la dose n'aura pas été injectée et vous devrez contrôler votre taux de sucre dans le sang plus souvent.



- Retirez l'aiguille de votre peau.



Injectez toujours en appuyant sur le bouton de dose.

Ne le tournez pas. Si vous le tournez, vous **n'injecterez pas** d'insuline.


Pour connaître le nombre d'unités que vous injectez, regardez toujours le compteur de dose. Ne comptez pas les clics du stylo. Le compteur de dose indiquera le nombre exact d'unités.

Si le bouton de dose s'arrête avant que le compteur de dose n'indique "0", l'aiguille est peut-être bouchée. Faites revenir le compteur de dose à "0", puis remplacez l'aiguille par une aiguille neuve. Contrôlez l'écoulement de l'insuline et injectez la totalité de votre dose.



Une goutte d'insuline peut apparaître au bout de l'aiguille après l'injection. Ceci est normal et n'affecte pas votre dose.

3



14 Après votre injection



- Retirez immédiatement l'aiguille en la dévissant dans un conteneur pour objets tranchants.



- Si vous ne possédez pas de conteneur pour objets tranchants, veuillez suivre la méthode de recapuchonnage d'aiguille à une main. Sur une surface plane, **glissez le bout de l'aiguille dans le capuchon externe de l'aiguille** sans toucher l'aiguille.



- Ne touchez pas le capuchon externe de l'aiguille avant qu'il ne recouvre l'aiguille.
- Lorsque l'aiguille est recouverte, **emboîtez complètement et avec précaution le capuchon externe de l'aiguille**.



N'essayez jamais de remettre la protection interne de l'aiguille sur l'aiguille.
Vous risqueriez de vous piquer avec l'aiguille.

- Tout en maintenant le porte-cartouche noir, dévissez l'aiguille. Jetez-la avec précaution, selon les instructions de votre médecin ou votre infirmier/ère.

- Remettez le capuchon** sur votre stylo après chaque utilisation pour protéger l'insuline de la lumière.
- Conservez votre stylo en sécurité. Le stylo doit être **hors de la vue et de la portée des autres personnes, en particulier des enfants**, voir page 27 Comment conserver le stylo.




Maintenez toujours le porte-cartouche noir de lorsque vous dévissez l'aiguille. Vous risqueriez sinon de dévisser les différentes parties de votre stylo. Si cela vous arrive, revissez le stylo, remplacez l'aiguille et contrôlez l'écoulement de l'insuline avant votre prochaine injection pour vous assurer de recevoir la totalité de votre dose.

Retirez et jetez toujours l'aiguille usagée de manière sécuritaire, par exemple dans un conteneur pour objets tranchants, selon les instructions de votre médecin ou infirmier/ère. Ceci diminue le risque d'obstruction des aiguilles, de contamination, d'infection et de dose incorrecte. Ne conservez pas votre stylo avec une aiguille attachée.


4



5



16 Qu'est-ce que la mémoire de dose ?



Nombre d'unités de votre dernière injection

Votre stylo dispose d'une mémoire de dose qui **enregistre les informations relatives à la quantité d'insuline de votre dernière injection ainsi que le temps écoulé depuis votre dernière injection.**

Le nombre qui s'affiche sur l'écran de la mémoire de dose correspond au **nombre d'unités** de votre dernière injection. Les segments situés en bordure de l'écran vous indiquent le **nombre d'heures complètes** écoulées depuis votre dernière injection. Lorsqu'une heure complète s'est écoulée, un segment apparaît. Le segment suivant apparaîtra lorsqu'une nouvelle heure complète sera écoulée.

Les quatre **tirets** sont toujours visibles lorsque la mémoire de dose est activée.

L'exemple sur la gauche indique que 5,5 unités ont été injectées il y a plus de 3 heures, mais moins de 4 heures.

Notez que **la mémoire de dose n'enregistre que les informations relatives à votre dernière injection ou au dernier contrôle de l'écoulement de l'insuline.** Par exemple, si vous contrôlez l'écoulement de l'insuline avec 2 unités, puis injectez 15 unités, la mémoire de dose n'enregistrera que l'information concernant les 15 unités et le temps écoulé depuis cette injection.



La mémoire de dose **ne vous indique pas la quantité d'insuline dont vous avez besoin** pour votre prochaine injection. En cas de doute sur la quantité d'insuline que vous devez injecter, contrôlez votre taux de sucre dans le sang. Si vous ne le faites pas, vous risquez de recevoir trop d'insuline ou pas assez.


Comment lire la mémoire de dose

17

Les exemples ci-dessous vous montrent comment lire la mémoire de dose.



Il y a plus de 12 heures
(Les 12 segments sont tous visibles)




Il y a plus d'1 heure, mais moins de 2 heures
(Un segment apparaît)



Il y a moins d'1 heure
(Aucun segment n'apparaît)

18 Comment contrôler votre dernière dose



- Assurez-vous que le compteur de dose indique "0" avant de commencer. Le "0" doit être aligné avec l'indicateur de dose.

Tirez sur le bouton de dose.

- **Appuyez sur le bouton de dose** pour contrôler votre dernière dose.

Tout d'abord, l'écran d'affichage test apparaît. L'affichage de l'ensemble des éléments de l'écran permet de confirmer que l'écran fonctionne correctement.

Ensuite, **l'écran affiche les détails de votre dernière dose.** Après 10 secondes, l'écran s'éteint.



Ne tournez pas le bouton de dose lorsque vous contrôlez votre dernière dose. Si vous tournez puis appuyez sur le bouton de dose, cela effacera toutes les données de votre dernière dose. Si vous tournez le bouton de dose par accident, ramenez-le simplement à "0" avant d'appuyer dessus. Cela **n'affectera pas** les détails de votre dernière injection.

Si un des segments n'apparaît pas sur l'écran d'affichage, cela indique que l'écran ne fonctionne pas correctement. Contactez votre distributeur afin d'obtenir un stylo neuf. Vous pouvez quand même utiliser le stylo d'administration d'insuline sans utiliser la fonction mémoire de dose.

Comment contrôler la quantité d'insuline restante

19

Le compteur de dose vous donne une indication exacte de la quantité d'insuline qui reste dans la cartouche, lorsqu'il reste moins de 30 unités.


- **Tournez le bouton de dose** jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Regardez le compteur de dose :
 - S'il indique "30" : il reste **30 unités ou plus** dans la cartouche.
 - S'il indique moins de "30" : **le chiffre indiqué correspond au nombre d'unités qui reste** dans la cartouche.
- Tournez le bouton de dose dans le sens inverse jusqu'à ce que le compteur de dose indique "0".
- Utilisez la **graduation d'insuline** pour voir **approximativement** la quantité d'insuline qui reste dans la cartouche d'insuline.



Si vous avez besoin de plus d'insuline qu'il n'en reste dans la cartouche, utilisez une cartouche neuve pour prendre votre dose complète, *voir page 20*.



20 Si vous avez besoin de plus d'insuline qu'il n'en reste dans la cartouche



Si vous avez besoin de plus d'insuline qu'il n'en reste dans la cartouche, **utilisez une cartouche neuve pour prendre votre dose complète.**

- Retirez l'aiguille. Dévissez le porte-cartouche et jetez la cartouche usagée.
- Insérez une aiguille neuve, *voir pages 2-4.*
- Attachez une aiguille neuve, **puis contrôlez l'écoulement de l'insuline,** *voir pages 6-9.*
- Sélectionnez et injectez la **totalité de votre dose à l'aide d'une cartouche neuve,** *voir pages 10-13.*



Vous pouvez fractionner votre dose entre deux cartouches uniquement si votre médecin ou votre infirmier/ère vous y a formé ou vous l'a conseillé.

Si vous êtes distract(e), faites une erreur de calcul ou oubliez de contrôler l'écoulement, vous risquez un sous-dosage ou un surdosage pouvant entraîner un taux de sucre dans le sang trop élevé ou trop bas.

Si vous ne vous sentez pas bien après avoir fractionné la dose, contrôlez votre taux de sucre dans le sang et/ou contactez votre médecin ou votre infirmier/ère.

Si vous fractionnez votre dose :

1 Contrôlez l'écoulement de l'insuline.

2 Déterminez la quantité exacte d'insuline restante et notez-la. Tournez le bouton de dose jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le compteur de dose indiquera alors le nombre d'unités restantes dans la cartouche.

3 Injectez la totalité de l'insuline restante dans la cartouche.

4 Calculez le nombre d'unités supplémentaires dont vous avez besoin pour compléter votre dose.

5 Retirez l'aiguille et la cartouche usagées.

6 Insérez et préparez une cartouche neuve pour l'injection.

7 Attachez une aiguille neuve et **contrôlez l'écoulement d'insuline.**

8 Sélectionnez et injectez le reste de votre dose à l'aide de la cartouche neuve.



i Si vous fractionnez votre dose en deux injections, la mémoire de dose ne conservera que les informations de la deuxième injection.

22 Comment remplacer une cartouche d'insuline usagée

1



- Si l'aiguille est toujours sur votre stylo, **retirez-la et jetez-la**, voir pages 14-15.

2



- Dévisser le porte-cartouche.



Lorsque vous dévissez le porte-cartouche, la tige du piston sort de votre stylo. Elle peut se déplacer librement vers l'avant et vers l'arrière. Appuyez dessus comme indiqué à la page 2.

- Inclinez le porte-cartouche noir et **laissez la cartouche sortir**. Jetez la cartouche comme votre médecin ou votre infirmier/ère vous l'a montré.
- Poussez la tige du piston pour la faire rentrer. **Insérez** ensuite **une cartouche neuve** et revissez le porte-cartouche. Attachez une aiguille neuve et contrôlez l'écoulement de l'insuline, voir pages 6-9.



24 Messages particuliers pouvant apparaître sur l'écran



Dernière injection non enregistrée

La mémoire de dose n'a pas enregistré votre dernière injection.

Que faire ?

Normalement, la mémoire de dose fonctionnera à nouveau lors de votre prochaine injection. Si ce n'est pas le cas, contactez votre distributeur pour recevoir un stylo neuf. Vous pouvez toujours utiliser le stylo pour l'administration d'insuline mais sans utiliser la mémoire de dose.



La mémoire de dose est inactive ou la pile ne fonctionne plus

La mémoire de dose n'a pas été activée ou la pile ne fonctionne plus.

Que faire ?

Tirez le bouton de dose, puis appuyez dessus pour activer la mémoire de dose. Si l'écran n'affiche rien, la pile ne fonctionne plus.

Contactez votre distributeur pour recevoir un stylo neuf. Vous pouvez toujours utiliser votre stylo pour l'administration d'insuline jusqu'à réception d'un stylo neuf. *Voir page 28 pour les informations relatives à la garantie.*



Fin de vie du stylo imminente

Votre pile est presque vide et la mémoire de dose est en fin de vie.

Que faire ?

Le stylo a une durée de vie de quatre à cinq ans. Si la pile est presque vide et l'écran de mémoire de dose affiche « End » depuis un certain temps, alors l'écran n'affichera plus rien et cessera de fonctionner.

Contactez votre distributeur pour recevoir un stylo neuf. Vous pouvez toujours utiliser votre stylo pour l'administration d'insuline jusqu'à réception d'un stylo neuf. *Voir page 28 pour les informations relatives à la garantie.*

26 Comment entretenir votre stylo

Entretien

- **Utilisez votre NovoPen Echo® uniquement** comme décrit dans ce manuel.
- **Ne laissez pas tomber votre stylo** et ne le heurtez pas contre des surfaces dures. Si vous le faites tomber ou si vous avez l'impression qu'il y a un problème, vérifiez que la cartouche d'insuline n'est pas endommagée, par exemple fissurée. Remplacez la cartouche par une cartouche neuve si nécessaire.
- **Gardez votre stylo à l'abri** de la lumière directe du soleil et ne l'exposez pas à la poussière, à la saleté ou à un liquide.
- **N'exposez pas votre stylo** (sans cartouche d'insuline insérée) à des températures inférieures à -25°C ou supérieures à +45°C. N'exposez pas votre stylo à des températures inférieures à +5°C pendant plus d'un mois successif.
Lorsqu'une cartouche d'insuline est insérée, veuillez consulter les instructions de conservation décrites dans la notice de la cartouche Penfill® de 3 ml.
- **N'essayez pas de réparer** ou de démonter **votre stylo**.

- La pile a une durée de vie de quatre à cinq ans. Pour votre sécurité, la pile ne peut être remplacée. Lorsque la pile ne fonctionne plus, contactez votre distributeur pour obtenir un stylo neuf. Vous pouvez toujours utiliser votre stylo pour l'administration d'insuline sans la fonction mémoire de dose.

Nettoyage

- **Nettoyez votre stylo uniquement** avec un détergent doux sur un chiffon humide.
- **Ne lavez pas votre stylo, ne le trempez pas et ne le graissez pas.** N'utilisez pas de produits contenant des agents blanchissants, comme du chlore, de l'iode ou de l'alcool, pour nettoyer votre stylo. Vous risqueriez de l'endommager.
- S'il y a de l'insuline sur l'extérieur du stylo, **nettoyez-le** avec un détergent doux sur un chiffon humide **avant que l'insuline ne sèche**.

Conservation

- **Conservez votre stylo à température ambiante** – avec ou sans cartouche d'insuline dans le porte-cartouche.
- **Ne conservez pas votre stylo avec une aiguille attachée.**
- **Ne congelez pas votre stylo** avec une cartouche d'insuline insérée, ne le conservez pas au réfrigérateur ou à proximité d'un élément de refroidissement.
- **Conservez les cartouches d'insuline** comme indiqué dans la notice de la cartouche Penfill® de 3 ml. Vous trouverez également dans cette notice des informations sur la date de péremption. La date de péremption imprimée sur la cartouche ne concerne que les cartouches réfrigérées non utilisées. N'utilisez jamais une cartouche si la date de péremption figurant sur la cartouche ou sur la boîte est dépassée.
- **Conservez, si possible, votre stylo dans son étui.**

Élimination

- **Ne jetez pas le stylo** avec vos ordures ménagères.
- **Jetez votre stylo selon les instructions de votre médecin, votre infirmier/ère, votre pharmacien ou vos autorités locales.**
Pensez à l'environnement lorsque vous jetez votre stylo car il contient une pile au lithium, des éléments électroniques et des matériaux recyclables. Assurez-vous également de retirer la cartouche d'insuline ainsi que l'aiguille avant de jeter le stylo.



28 Garantie

NovoPen Echo® est garanti 3 ans. Cette garantie inclut également la mémoire de dose.

Si vous constatez que votre NovoPen Echo® est défectueux, Novo Nordisk le remplacera. Pour cela, renvoyez-le à votre distributeur pour inspection dans un délai de 3 ans après réception. Joignez également le reçu accompagnant le stylo NovoPen Echo®.

Pour les clients de l'Union européenne : si, au cours de l'utilisation de NovoPen Echo®, vous avez des raisons de croire qu'un incident grave s'est produit, veuillez le signaler à Novo Nordisk A/S et à votre autorité nationale.

Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels problèmes rencontrés avec votre NovoPen Echo® en cas de non-respect de ces instructions.

Si nécessaire, le numéro de LOT de votre stylo se trouve sur le bouton de dose, comme indiqué sur le schéma situé sur la couverture intérieure.

NovoPen Echo®, la cartouche Penfill® de 3 ml, NovoFine® et NovoTwist® sont des marques déposées appartenant à Novo Nordisk A/S, Danemark.

Informations techniques

La présence du marquage CE sur ce dispositif médical indique que le produit est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. NovoPen Echo® respecte les limites de spécifications en matière de précision de dose décrites dans la norme ISO 11608-1. Systèmes d'injection à aiguille pour usage médical – Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai.

Protection contre les corps solides et liquides

NovoPen Echo® à un indice de protection IP50 :

- le "5" indique une protection contre les dépôts nocifs de poussière.
- le "0" indique que le dispositif n'est pas protégé contre les infiltrations de liquide.



Protection contre les décharges électriques

Type : Équipement ME alimenté en interne.

Degré : Toute aiguille attachée à une partie appliquée de type BF.

Compatibilité électromagnétique

NovoPen Echo® est conçu pour offrir une protection contre les interférences nuisibles dans un environnement domestique. NovoPen Echo® est doté d'un système électronique émettant de l'énergie radiofréquence (RF). Des interférences peuvent donc se produire dans certaines conditions.

Votre injection n'est pas contrôlée par l'électronique et la précision de la dose ne sera donc pas affectée par les perturbations électromagnétiques.

CE
0123

Date de mise à jour : 05/2019

© 2019
novonordisk.com

Fabriqué par :
Novo Nordisk (Chine)
Pharmaceuticals Co. Ltd.
99 Nanhai Road, TEDA
300457 Tianjin, R.P. de Chine



Pour :
Novo Nordisk A/S
Novo Allé,
DK-2880 Bagsværd
Danemark

Distributeur :
sa Novo Nordisk Pharma nv
Boulevard International 55
1070 Bruxelles
Tél. : 0032 2 556 06 07
Fax : 0032 2 556 06 06
e-mail : info.nnbelux@novonordisk.com

8-4251-72-040-2


The Novo Nordisk logo, featuring a blue stick figure standing next to a blue donkey, with the company name "novo nordisk" in a lowercase, sans-serif font and a registered trademark symbol.

NovoPen Echo®

Gebruikershandleiding

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u uw NovoPen Echo® voor insulinetoediening voor de eerste keer gebruikt.

U vindt een verkorte handleiding aan het einde van deze gebruikershandleiding.



Inhoud

Overzicht penonderdelen..... Binnenkant omslag

Inleiding Binnenkant omslag

Belangrijke informatie 1

Voorbereiding van de pen voor een injectie

Een insulinepatroon plaatsen 2
Als u een witte en troebele insuline gebruikt.....5
Een nieuwe naald bevestigen 6
Controleer ALTIJD de insulinetoevoer voordat u injecteert.....8
Uw dosis instellen 10

Uw dosis injecteren..... 12

Na uw injectie 14

Hoe gebruikt u de geheugenfunctie

Wat is de geheugenfunctie?..... 16
Hoe leest u de geheugenfunctie af..... 17
Hoe controleert u uw laatste dosis 18
Hoe controleert u hoeveel insuline er nog over is..... 19

Als u meer insuline nodig heeft dan er over is in de patroon..... 20

Hoe vervangt u een gebruikte insulinepatroon..... 22

Bijzondere meldingen op de display ... 24

Hoe verzorgt u uw pen 26

Verzorgen 26
Schoonmaken 26
Bewaren 27
Weggooien 27

Garantie 28

Technische informatie 28




Ga voor meer informatie naar novotraining.com/novopenecho/NL01

NovoPen Echo®


Pen



Geheugenfunctie



Naald voor eenmalig gebruik (voorbeeld)



Insulinepatroon (Penfill® patroon 3 ml)



Inleiding

Dank u voor het kiezen voor NovoPen Echo®. NovoPen Echo® is een herbruikbare insulinepen met een geheugenfunctie.

Lees deze handleiding aandachtig voor u uw pen gebruikt – zelfs als u al eerder NovoPen Echo® of een vergelijkbaar toedieningssysteem van Novo Nordisk heeft gebruikt. Deze handleiding bevat alles wat u moet weten over uw pen en hoe u deze moet gebruiken.

NovoPen Echo® is een herbruikbare injectiepen ontworpen voor gebruik door één persoon, waarmee diabetespatiënten zelf insuline kunnen injecteren. De injectiepen gebruikt Penfill® 3 ml patronen met Novo Nordisk insuline en naalden voor eenmalig gebruik (apart geleverd). De injectiepen maakt het mogelijk voor de gebruiker om benodigde doses van 0,5 tot 30 eenheden in te stellen in stappen van 0,5 eenheden.

De pen heeft een geheugenfunctie die u het aantal eenheden van de vorige injectie helpt te onthouden en die aangeeft hoeveel tijd er sindsdien is verstreken.

De pen is duurzaam. Dit betekent dat u deze kan hergebruiken. Als de insuline in een patroon op is, kunt u deze vervangen door een nieuwe.

De pen is verkrijgbaar in rood of blauw.

Vergeet nooit om voor elke injectie de naam en de kleur van de patroon te controleren om er zeker van te zijn dat deze de juiste soort insuline bevat.

Het verwisselen van uw insuline kan ernstige medische gevolgen hebben. Daarom wordt het aanbevolen dat als u twee soorten insuline gebruikt, u met uw zorgverlener bespreekt hoe u verwarring kunt voorkomen.

Over deze handleiding:

In deze handleiding wordt stap voor stap beschreven hoe u uw pen moet gebruiken. Belangrijke en aanvullende informatie wordt duidelijk weergegeven door de symbolen die u hieronder ziet:



Belangrijke informatie

Besteed extra aandacht aan deze informatie omdat deze belangrijk is voor een veilig gebruik van de pen.

Als u de instructies niet zorgvuldig volgt, kunt u te weinig of te veel of zelfs helemaal geen insuline krijgen.



Aanvullende informatie




Belangrijke informatie


1

- **Gebruik NovoPen Echo® niet zonder de juiste training** van uw arts of verpleegkundige. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het injecteren met de pen voordat u uw behandeling ermee begint. U kunt uw kennis op elk moment opfrissen door de instructievideo online te bekijken op novotraining.com/novopenecho/NL01
- **Als u blind bent of slechtziend bent, gebruik NovoPen Echo® niet zonder hulp.** Vraag hulp aan een persoon met een goed gezichtsvermogen die geoefend is in het gebruik van NovoPen Echo®.
- **Controleer ALTIJD de insulinetoevoer voor elke injectie.** Gebruik de pen niet als de insuline niet uit de naaldpunt vloeit als u de toevoer controleert. Als u de insulinetoevoer niet controleert, kan u te weinig of zelfs geen insuline toegediend krijgen.
- **Als u uw pen laat vallen,** controleer de insulinepatroon op beschadigingen, bijvoorbeeld barstjes. Vervang de patroon, indien nodig, door een nieuwe.
- **Als u per ongeluk uw pen uit elkaar draait** tussen de injecties, is het belangrijk om de insulinetoevoer te controleren voor uw volgende injectie. Het is mogelijk dat u meerdere keren moet controleren vooraleer er insuline uit de naaldpunt vloeit. Als er geen insuline verschijnt, krijgt u misschien helemaal geen insuline toegediend.
- **NovoPen Echo® is ontwikkeld voor gebruik met Penfill® 3 ml insulinepatronen en NovoFine® of NovoTwist® naalden** voor eenmalig gebruik met een maximale lengte van 8 mm. **Novo Nordisk is niet aansprakelijk** voor schade als gevolg van het gebruik van NovoPen Echo® samen met andere dan bovengenoemde producten.
- **Controleer altijd de naam en de kleur van de patroon** om er zeker van te zijn dat deze de juiste soort insuline bevat die u nodig heeft. Als u de verkeerde soort insuline gebruikt, kan uw bloedsuikerspiegel te hoog of te laag worden.
- **Neem altijd een reservepen**, extra insuline van dezelfde soort(en) die u gebruikt en nieuwe naalden mee in geval van verlies of beschadiging.
- **Deel nooit uw pen**, insulinepatronen en naalden met andere mensen. Ze zijn alleen bestemd voor eigen gebruik.
- **Bewaar altijd uw pen**, insulinepatronen en naalden buiten het zicht en bereik van anderen, vooral kinderen.
- **Draag uw pen altijd bij u.** Laat deze niet achter in een wagen of op een plaats waar het te warm of te koud kan worden.
- Verzorgers moeten **zeer voorzichtig zijn bij het omgaan met gebruikte naalden** om het risico op prikaccidenten en kruisbesmetting te verminderen.


2 Een insulinepatroon plaatsen



- Haal de pendop van de pen.



Draai de patroonhouder eraf. Leg deze aan de kant voor later.



- **De stamper kan uit uw pen steken.** Als dit het geval is, **duw deze dan volledig in** tot hij niet verder kan.

i De stamper en de kop van de stamper kunnen loszitten en zelfstandig bewegen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de pen.

- Neem een nieuwe insulinepatroon. Houd de zwarte patroonhouder vast en laat de patroon, **met als eerste het schroefdraaduiteinde**, erin glijden zoals weergegeven op de afbeelding. De kleur van uw patroon kan anders zijn dan op de afbeelding. Dit hangt af van de soort insuline die u gebruikt.




Controleer de naam en de kleur van de patroon om er zeker van te zijn dat deze de soort insuline bevat die u nodig heeft. Als u de verkeerde soort insuline gebruikt, kan uw bloedsuikerspiegel te hoog of te laag worden.

Controleer of de patroon niet beschadigd is, bijvoorbeeld barstjes heeft. U kunt nakijken hoe dit moet **in de bijsluiter van de Penfill® 3ml patroon die in de verpakking van de Penfill® 3 ml patroon zit**.

Controleer of de insuline er uitziet zoals die er zou moeten uitzien. In de bijsluiter van de Penfill® 3ml patroon staat hoe uw soort insuline eruit moet zien.


NovoPen Echo® is ontwikkeld voor gebruik met Penfill® 3 ml patronen en NovoFine® of NovoTwist® naalden voor eenmalig gebruik met een maximale lengte van 8 mm.

4



4

5



- Draai de patroonhouder weer op de pen, zoals afgebeeld, tot u een klik hoort of voelt.


Als u een witte en troebele insuline gebruikt

Als u een insulinepatroon gebruikt met troebele insuline (witte insulinesuspensie), **meng deze dan altijd goed vlak vóór het injecteren.** Lees in de bijsluiter van de Penfill® 3 ml patroon hoe u uw soort insuline moet mengen.

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte in de patroon is voordat u de insuline mengt:

de rubberen zuiger moet **boven de witte lijn** van de patroonhouder zijn als u de pen vasthoudt zoals afgebeeld. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het glazen bolletje in de patroon vrij kan bewegen om de insuline te mengen.

Als de zuiger lager dan de witte lijn is, vervang dan de insulinepatroon door een nieuwe, zie pagina's 22-23.




6 Een nieuwe naald bevestigen

1



- Neem een nieuwe naald en verwijder het papieren afdekplaatje.
- Druk de naald **recht** op de pen. **Draai deze tot hij vast zit.**

2



- Haal het buitenste naaldkapje eraf en bewaar het. U heeft dit na de injectie nodig om de naald veilig van de pen te verwijderen.



Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe naald.

Dit vermindert het risico op verstopte naalden, besmetting, infectie en onnauwkeurige dosering.

Gebruik nooit een gebogen of beschadigde naald.

Bevestig geen nieuwe naald op uw pen vóór u klaar bent voor uw volgende injectie.

- Verwijder het binnenste naalddopje en gooi het weg.

Er kan een druppel insuline aan de naaldpunt verschijnen. Dit is normaal, maar u moet **nog steeds de insulinetoevoer controleren.**




De naald is bedekt met twee kapjes. U moet beide kapjes verwijderen.

Als u beide kapjes vergeet te verwijderen, injecteert u geen insuline en kan uw bloedsuikerspiegel te hoog worden.



NovoPen Echo® is ontwikkeld voor gebruik met Penfill® 3 ml patronen en NovoFine® of NovoTwist® naalden voor eenmalig gebruik met een maximale lengte van 8 mm.

3



8 Controleer ALTIJD de insulinetoevoer voordat u injecteert



Controleer ALTIJD de toevoer voordat u injecteert.
Blijf controleren tot er insuline uit de naaldpunt vloeit.
Dit zorgt ervoor dat eventuele ruimte en luchtbellen
verwijderd worden en dat de insuline door de naald kan.

- Trek de toedieningsknop uit, als deze nog niet uitsteekt.
- Draai de toedieningsknop om **2 eenheden** in te stellen.

- **Druk de toedieningsknop in** tot het dosisafleesvenster "0" weergeeft. De "0" moet recht tegenover de dosisaanwijspijl staan.
- Controleer of er **insuline** uit de naaldpunt **vloeit**.

Als er geen insuline verschijnt, herhaal de stappen 1-3 tot er insuline uit de naaldpunt vloeit.

Als er geen insuline verschijnt na verschillende pogingen, controleer het insulinevenster om te zien of er een ruimte is tussen de zwarte kop van de stamper en de oranje rubberen zuiger, zie afbeeldingen 3A en 3B. Als u geen ruimte ziet, vervang de naald en controleer opnieuw de toevoer.


De controle van de insulinetoevoer is gedaan als u insuline uit de naaldpunt ziet vloeien.



Probeer niet te injecteren als er geen insuline verschijnt. U krijgt mogelijk geen insuline toegediend, zelfs niet wanneer het getal in het dosisafleesvenster verandert. Dit kan leiden tot een te hoge bloedsuiker (hyperglykemie).

Als er geen insuline verschijnt na herhaaldelijk controleren van de insulinetoevoer, gebruik de pen niet. Neem contact op met uw leverancier voor een nieuwe pen.

3





3A



3B



10 Uw dosis instellen



2,5 eenheden ingesteld



12 eenheden ingesteld

- **Trek de toedieningsknop uit**, als deze nog niet uitsteekt.
- **Zorg ervoor dat het dosisafleesvenster "0" weergeeft voordat u begint.** De "0" moet recht tegenover de dosisaanwijspijl staan.
- **Draai de toedieningsknop om de dosis in te stellen die u nodig heeft.** U kunt de toedieningsknop **vooruit of achteruit** draaien.



De toedieningsknop wijzigt het aantal eenheden. Alleen het dosisafleesvenster en de dosisaanwijspijl tonen het aantal eenheden dat u ingesteld heeft per dosis. U kunt maximaal 30 eenheden per dosis instellen. Halve eenheden worden weergegeven als streepjes tussen de getallen.



Kijk altijd door het insulinevenster om er zeker van te zijn dat de insuline in uw pen er uitziet zoals het hoort.

In de bijsluiter van Penfill® patroon 3 ml leest u hoe uw soort insuline eruit moet zien.

Gebruik altijd het dosisafleesvenster en de dosisaanwijspijl om het aantal eenheden te zien dat u instelt.

Gebruik de schaalverdeling op de patroonhouder niet om uw dosis te meten. Deze geeft alleen aan hoeveel insuline er ongeveer nog over is in uw pen.

Tel niet het aantal klikken van de pen.

Als u een verkeerde dosis instelt en injecteert, kan uw bloedsuikerspiegel te hoog of te laag worden.



Als u meer dan 30 eenheden nodig heeft, kunt u kiezen om een ander insulinetoedieningssysteem van Novo Nordisk te gebruiken met een hogere maximale dosis.

De toedieningsknop moet gemakkelijk draaien. Forceer deze niet om te draaien.

Wanneer uw pen minder dan 30 eenheden bevat, stopt de toedieningsknop bij het aantal eenheden dat over is. Als u meer insuline nodig heeft dan over is in de patroon, zie pagina's 20-21.

12 Uw dosis injecteren



Controleer ALTIJD de toevoer voordat u injecteert.

- **Controleer de naam en de kleur** van de patroon om er zeker van te zijn dat deze de juiste soort insuline bevat die u nodig heeft. Als u een verkeerde soort insuline injecteert, kan uw bloedsuikerspiegel te hoog of te laag worden.
- **Steek de naald in uw huid** op de manier die uw arts of verpleegkundige u heeft laten zien.
- **Zorg ervoor dat u het dosisafleesvenster kunt zien.**
- **Druk de toedieningsknop in** totdat het dosisafleesvenster "0" weergeeft. De "0" moet recht tegenover de dosisaanwijspijl staan. U kunt een klik horen of voelen.
- **Houd de naald in uw huid wanneer** het dosisafleesvenster "0" weergeeft en **tel langzaam tot 6**.

Als u de naald eerder verwijdert, kunt u een straaltje insuline uit de naaldpunt zien vloeien. In dat geval werd niet de volledige dosis toegediend en moet u uw bloedsuikerspiegel vaker controleren.

- **Verwijder de naald uit uw huid.**



Injecteer altijd door de toedieningsknop in te drukken.
Draai deze niet. Als u de toedieningsknop draait, injecteert u **geen** insuline.


Kijk altijd naar het dosisafleesvenster om te weten hoeveel eenheden u injecteert. Tel niet het aantal klikken van de pen. Het dosisafleesvenster geeft het exacte aantal eenheden aan.

Als de toedieningsknop stopt voordat het dosisafleesvenster "0" weergeeft, kan de naald verstopt zijn. Zet het dosisafleesvenster weer op "0" en vervang de naald door een nieuwe. Controleer de insulinetoevoer en injecteer uw hele dosis.



U kunt een druppel insuline zien aan de naaldpunt na de injectie. Dit is normaal en heeft geen invloed op uw dosis.

3



14 Na uw injectie



- **Verwijder onmiddellijk de naald door deze op een naaldencontainer te schroeven.**
- Als u geen naaldencontainer heeft, volg dan een eenhandige naald-overkappingsmethode. **Leid de naaldpunt in het buitenste naaldkapje** op een vlakke ondergrond, zonder de naald aan te raken.
- Raak het buitenste naaldkapje niet aan voordat het de naald bedekt.
- **Duw voorzichtig het buitenste naaldkapje helemaal op de naald**, zodra de naald bedekt is.
 **Probeer nooit het binnenste naalddopje terug op de naald te plaatsen.**
U zou zich kunnen prikken aan de naald.

- Houd de zwarte patroonhouder vast en draai de naald eraf. Gooi de naald voorzichtig weg volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige.

- **Plaats** na elk gebruik **de pendop op** uw pen om de insuline tegen licht te beschermen.
- Bewaar uw pen zorgvuldig. De pen moet **buiten het zicht en bereik van anderen, vooral van kinderen**, worden bewaard, zie pagina 27 Hoe uw pen bewaren.




Houd altijd de zwarte patroonhouder vast als u de naald losdraait. U zou anders uw pen uit elkaar kunnen schroeven. Als dit gebeurt, draai de pen weer in elkaar. Vervang de naald en controleer de insulinetoevoer voor uw volgende injectie om er zeker van te zijn dat u de hele dosis toegediend krijgt.

Verwijder altijd de gebruikte naald en gooideze op veilige wijze weg, bijvoorbeeld in een naaldencontainer, volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige. Dit vermindert het risico op verstopte naalden, besmetting, infectie en onnauwkeurige dosering. Bewaar de pen niet met een naald erop.


4



5



16 Wat is de geheugenfunctie?



Aantal laatst
geïnjecteerde
eenheden

Uw pen heeft een geheugenfunctie die **informatie bewaart over hoeveel insuline u de laatste keer heeft geïnjecteerd en de tijd die sindsdien verstrekken is.**

Het getal op de display van de geheugenfunctie toont het **aantal eenheden** dat de laatste keer is geïnjecteerd.

De balkjes aan de rand tonen hoeveel **hele uren** er zijn verstrekken sinds uw laatste injectie. Als een volledig uur is verstrekken zal één balkje verschijnen. Een volgend balkje verschijnt als er weer een heel uur is verstrekken.

De vier **dunne streepjes** zijn altijd zichtbaar als de display is geactiveerd.

Het voorbeeld links laat 5,5 eenheden zien die langer dan 3 uur geleden, maar minder dan 4 uur geleden, geïnjecteerd zijn.

Let op: **de geheugenfunctie bewaart alleen de informatie over de laatste injectie of controle van de insulinetoevoer.**

Als u bijvoorbeeld de insulinetoevoer controleert met 2 eenheden en vervolgens 15 eenheden injecteert, bewaart de geheugenfunctie alleen de informatie over de 15 geïnjecteerde eenheden en de tijd die sindsdien verstrekken is.



De geheugenfunctie **zegt u niet hoeveel insuline u nodig heeft** voor uw volgende injectie. Als u twijfelt hoeveel insuline u moet injecteren, controleer dan uw bloedsuikerspiegel. Anders krijgt u misschien te veel of te weinig insuline toegediend.

Hoe leest u de geheugenfunctie af


17

De onderstaande voorbeelden laten u zien hoe u de geheugenfunctie afleest.



Langer dan 12 uur geleden
(Alle 12 balkjes zichtbaar)

16,5 eenheden geïnjecteerd



Langer dan 1 uur geleden, maar minder dan 2
(Eén balkje zichtbaar)


16,5 eenheden geïnjecteerd



Minder dan 1 uur geleden
(Geen balkje zichtbaar)

16,5 eenheden geïnjecteerd

18 Hoe controleert u uw laatste dosis



- Zorg ervoor dat het dosisafleesvenster op "0" staat voordat u begint. De "0" moet recht tegenover de dosisaanwijspijl staan.

• **Trek de toedieningsknop uit.**



- **Druk de toedieningsknop weer in** om uw laatste toediening te controleren.

Eerst ziet u de testdisplay. Alle display-onderdelen worden weergegeven om aan te geven dat de display werkt.

Vervolgens geeft de display de gegevens weer van uw laatste toediening. Na 10 seconden gaat deze uit.



Draai niet aan de toedieningsknop als u uw laatste toediening controleert. Draaien en daarna indrukken zal de gegevens van uw laatste toediening wissen. Als u de toedieningsknop per ongelukt draait, draai deze dan terug tot "0" voordat u deze indrukt. Dit zal de gegevens van uw laatste toediening **niet** wissen.

Als een of meer balkjes niet worden weergegeven op de testdisplay, dan werkt de display niet goed. Neem contact op met uw leverancier voor een nieuwe pen. U kunt de pen nog steeds gebruiken voor insulinetoeidiening, maar dan zonder de geheugenfunctie.

Hoe controleert u hoeveel insuline er nog over is

19

Het dosisafleesvenster geeft precies aan hoeveel insuline er over is in de patroon als deze nog minder dan 30 eenheden bevat.

- Draai de toedieningsknop tot deze stopt.
- Controleer het dosisafleesvenster:
 - Als dit “30” aangeeft: **Er zijn 30 of meer eenheden** over in de patroon.
 - Als dit minder dan “30” aangeeft. **Het geeft het aantal eenheden weer dat over** is in de patroon.
- Draai de toedieningsknop terug totdat het dosisafleesvenster op “0” staat.
- Gebruik de **insulineschaalverdeling** om te zien hoeveel insuline er **ongeveer** nog over is in de insulinepatroon.



Als u meer insuline nodig heeft dan over is in de patroon, neem dan uw hele dosis uit een nieuwe patroon, zie pagina 20.



Dosisteller
gestopt:
23 eenheden over



20 Als u meer insuline nodig heeft dan over is in de patroon



Als u meer insuline nodig heeft dan over is in de patroon, **neem dan uw hele dosis uit een nieuwe patroon.**

- Verwijder de naald. Draai de patroonhouder eraf en gooi de gebruikte patroon weg.
- Plaats een nieuwe patroon, *zie pagina's 2-4.*
- Bevestig een nieuwe naald en **controleer de insulinetoevoer,** *zie pagina's 6-9.*
- Stel uw **volledige dosis in met de nieuwe patroon** en injecteer, *zie pagina's 10-13.*



Alleen als u geoefend bent of advies heeft gekregen van uw arts of verpleegkundige, mag u uw dosis verdelen over twee patronen.

Als u afgeleid bent, een rekenfout maakt of vergeet om de insulinetoevoer te controleren kunt u een eenmalige onder- of overdosering krijgen die kan leiden tot een te hoge of te lage bloedsuikerspiegel.

Als u zich niet goed voelt na het verdelen van de dosis, controleer dan uw bloedsuiker en/of raadpleeg uw arts of verpleegkundige.

Als u uw dosis verdeelt:

1 Controleer de insulinetoevoer.

2 Controleer hoeveel insuline er over is en noteer dit. Draai de toedieningsknop tot deze stopt. Het dosisafleesvenster geeft het aantal eenheden weer dat nog over is in de patroon.

3 Injecteer alle insuline die nog in de patroon zit.

4 Bereken hoeveel eenheden u nog nodig heeft voor uw hele dosis.

5 Verwijder de gebruikte naald en patroon.

6 Plaats een nieuwe patroon en bereid deze voor voor injectie.

7 Bevestig een nieuwe naald en **controleer de insulinetoevoer.**

8 Stel de rest van uw dosis in met de nieuwe patroon en injecteer.



i Als u uw dosis over twee injecties verdeelt, zal de geheugenfunctie alleen de informatie over de tweede injectie bewaren.

22 Hoe vervangt u een gebruikte insulinepatroon

1



- **Verwijder de naald van uw pen** als deze er nog op zit en gooi deze weg, zie pagina's 14-15.

2



- Draai de patroonhouder eraf.



Als u de patroonhouder eraf draait, steekt de stamper uit uw pen. Deze kan uit zelfstandig heen en weer bewegen. Duw deze weer in zoals beschreven op pagina 2.

- Houd de zwarte patroonhouder scheef en **laat de patroon eruit glijden**. Gooi deze weg volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige.
- Duw de stamper weer in. **Plaats** vervolgens **een nieuwe patroon** en draai de patroonhouder er weer op. Bevestig een nieuwe naald en controleer de insulinetoever, zie pagina's 6-9.



24 Bijzondere meldingen op de display



Laatste injectie niet geregistreerd

De geheugenfunctie heeft uw laatste injectie niet geregistreerd.

Wat moet u doen?

Normaal gezien zal de geheugenfunctie opnieuw werken na uw volgende injectie.

Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw leverancier voor een nieuwe pen. U kan de pen nog steeds gebruiken voor insulinetoe diening, maar zonder gebruik van de geheugenfunctie.



Geheugenfunctie inactief of lege batterij

De geheugenfunctie is niet geactiveerd of de batterij is leeg.

Wat moet u doen?

Trek de toedieningsknop uit en druk deze vervolgens weer in om de geheugenfunctie te activeren. Als de display leeg blijft, is de batterij leeg. Neem contact op met uw leverancier voor een nieuwe pen. U kunt de pen nog steeds gebruiken voor insulinetoediening tot u een nieuwe krijgt. *Zie pagina 28 voor informatie over de garantie.*



Pen nadert einde gebruiksduur

De batterij is bijna leeg en de geheugenfunctie nadert het einde van de gebruiksduur.

Wat moet u doen?

De pen werkt vier tot vijf jaar. Als de batterij leeg raakt en de geheugenfunctiedisplay al een tijdje "End" aangeeft, dan zal deze leeg worden en stoppen met werken.

Neem contact op met uw leverancier voor een nieuwe pen. U kunt de pen nog steeds gebruiken voor insulinetoediening tot u een nieuwe krijgt. *Zie pagina 28 voor informatie over de garantie.*

26 Hoe verzorgt u uw pen

Verzorgen

- **Gebruik uw NovoPen Echo® uitsluitend** zoals beschreven in deze handleiding.
- **Laat uw pen niet vallen** en stoot er niet mee tegen harde oppervlakken. Als u hem laat vallen of een probleem vermoedt, controleer dan de insulinepatroon op beschadigingen, bijvoorbeeld barstjes. Vervang de patroon, indien nodig, door een nieuwe.
- **Houd de pen uit de buurt** van direct zonlicht, en stel de pen niet bloot aan stof, vuil of vloeistof.
- **Stel uw pen** (zonder insulinepatroon) **niet bloot aan** temperaturen lager dan -25°C of hoger dan +45°C. Stel uw pen niet langer dan een aaneengesloten maand bloot aan temperaturen lager dan +5°C.
Met een geplaatste insulinepatroon, zie de bewaar instructies in de bijsluiter van Penfill® 3ml patroon die bijgesloten is in de Penfill® 3 ml patroonverpakking.
- **Probeer uw pen niet te herstellen** of uit elkaar te halen.

- De batterijduur is ongeveer vier tot vijf jaar. Voor uw veiligheid is de batterij niet vervangbaar. Als de batterij leeg is, neem contact op met uw leverancier voor een nieuwe pen. U kunt uw pen nog steeds blijven gebruiken voor insulinetoediening, maar zonder de geheugenfunctie te gebruiken.

Schoonmaken

- **Maak uw pen alleen schoon** met een mild schoonmaakmiddel op een vochtige doek.
- **Was, week of smeer uw pen niet**, en gebruik geen producten die blekende middelen bevatten zoals chloor, jodium of alcohol om uw pen schoon te maken. Hierdoor kan de pen beschadigd worden.
- Als er insuline op de buitenkant van uw pen zit, **maak deze schoon voor het opdroogt**, met een mild schoonmaakmiddel op een vochtige doek.

Bewaren

- **Bewaar uw pen bij kamertemperatuur**
– met of zonder insulinepatroon in de patroonhouder.
- **Bewaar uw pen niet met een naald erop.**
- **Bewaar uw pen** met een insulinepatroon **niet in de vriezer** en bewaar deze niet in de koelkast of dichtbij een koelelement.
- **Bewaar de insulinepatronen** zoals beschreven in de bijsluiter van Penfill® 3ml patroon. Hier vindt u ook informatie over de uiterste gebruiksdatum. De uiterste gebruiksdatum vermeld op de patroon is geldig voor ongebruikte patronen die in de koelkast bewaard worden. Gebruik nooit een patroon na de uiterste gebruiksdatum op de patroon of zijn verpakking.
- **Bewaar uw pen in zijn hoes** wanneer mogelijk.

Weggooien

- **Gooi de pen niet weg** met uw huishoudelijk afval.
- **Gooi de pen weg volgens de instructies van uw arts, verpleegkundige, apotheker of lokale overheid.** Denk aan het milieu als u uw pen weggooit. De pen bevat een lithiumbatterij, elektronische onderdelen en recyclebare materialen. Zorg er ook voor de insulinepatroon en de naald te verwijderen voor u de pen weggooit.



28 Garantie

NovoPen Echo® heeft een garantie van 3 jaar, hieronder valt ook de geheugenfunctie.

Als uw NovoPen Echo® gebreken vertoont, zal Novo Nordisk deze vervangen. Stuur deze binnen de drie jaar na ontvangst terug naar uw leverancier ter inspectie, samen met uw ontvangstbewijs dat u gekregen heeft bij ontvangst van uw NovoPen Echo®.

Voor patiënten in de Europese Unie; als u tijdens het gebruik van NovoPen Echo® denkt dat u een ernstig incident heeft gehad, gelieve dit te melden aan Novo Nordisk en aan uw nationale autoriteit.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen met uw NovoPen Echo® als de instructies niet gevuld zijn.

Als u het LOT-nummer van uw pen nodig heeft, kunt u het vinden op de toedieningsknop, zoals weergegeven *in het diagram op de binnenkant van de omslag*.

NovoPen Echo®, Penfill® 3 ml patroon, NovoFine® en NovoTwist® zijn geregistreerde merknamen van Novo Nordisk A/S, Denemarken.

Technische informatie

De CE-markering op een medisch hulpmiddel betekent dat het product voldoet aan de eisen van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. NovoPen Echo® voldoet aan de specificatiegrenzen voor dosisnauwkeurigheid volgens ISO 11608-1. Penvormige injectoren voor medisch gebruik – Deel 1: Eisen en beproefingsmethoden.

Bescherming tegen invloeden van buitenaf

NovoPen Echo® is gemerkt met IP50, waarbij:

- 5 aangeeft dat er bescherming is tegen schadelijke hoeveelheden stof.
- 0 aangeeft dat de pen niet beschermd is tegen het binnendringen van vloeistoffen.



Bescherming tegen elektrische schokken

Type: ME-apparaat met interne voeding.

Graad: elke naald gehecht aan toegepast BF-onderdeel.

Elektromagnetische compatibiliteit

NovoPen Echo® is ontworpen om bij gebruik in een huiselijke omgeving bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie. NovoPen Echo® bevat elektronica die radiofrequentie (RF) energie uitstraalt. Interferentie kan daardoor optreden onder bepaalde omstandigheden.

Uw injectie wordt niet beïnvloed door elektronica, daarom wordt de dosisnauwkeurigheid niet beïnvloed door elektromagnetische verstoringen.

CE
0123

Datum van uitgave: 2019/05

© 2019
novonordisk.com

Vervaardigd door:
Novo Nordisk (China)
Pharmaceuticals Co. Ltd.
99 Nanhai Road, TEDA
300457 Tianjin, P.R. China



Voor:
Novo Nordisk A/S
Novo Alle,
DK-2880 Bagsværd

Verdeler:
sa Novo Nordisk Pharma nv
Internationalelaan 55
1070 Brussel
Tel.: 0032 2 556 06 07
Fax: 0032 2 556 06 06
e-mail: info.nnbelux@novonordisk.com

8-4251-72-050-2



novo nordisk®